

## DK CLINIC® LUSEKAM

**Clinic** Lusekam fjerner lus og luseæg uden brug af kemiske stoffer og pesticider. Clinic Lusekam kan benyttes i tilfælde af konstateret luse-smitte, som forebyggelse og til at screene for lus og luseæg.

CLINIC® Lusekam er anbefalet af specialister. Kammen fjerner lus og luseæg uden brug af kemiske stoffer og pesticider. Tænderne er fremstillet af kirurgisk rustfrit stål og den specielle slibning sikrer, at kammen glider let igennem håret, samtidig med at både lus og luseæg fjernes. Det gør CLINIC® lusekammen helt unik. Afstanden mellem tænderne er specielt tilpasset til bekæmpelse af lus, og ståltænderne bøjer ikke, når håret redes igennem.

### Screening (Check for lus):

Det kan anbefales at gøre håret vådt og komme balsam i. Det pacificerer lusene og letter screeningen. Før kammen igennem håret fra hovedbund til ud over hårspidserne. Vær specielt grundig når håret bag ørerne og i nakken checkes. Er håret filtret, kan det anbefales at rede det igennem med en normal børste først. Check CLINIC® Lusekammen for lus og æg efter hvert strøg. Er der levende lus, skal du kæmme håret grundigt.

### Kæmning (Konstateret lusesmitte):

Følg ovenstående anvisning. Håret kan evt. indeles i sektioner med en elastik eller en klemme. Kæm hver sektion med CLINIC® lusekammen og skyl kammen i vand, eller tør kammen af i fugtigt papir, efter hvert strøg. Gennemgå sektionen, når du er færdig. Skulle du finde æg klæbet fast til håret, så fjern det straks ved at klippe det enkelte hår af med en saks, idet du så er sikker på, at det er fjernet. Det er vigtigt at kæmme under gode forhold, dvs. i godt lys, for eksempel dagslys.

Det kan også anbefales at lægge et lyst håndklæde rundt om haslen, når der kæmmes. Ved konstateret lusesmitte anbefales det at screene håret hver 2. eller 3. dag i 2 uger for at sikre at alle lus er fjernet.

### Forebyggelse:

Det er meget vigtigt, at alle voksne lus fjernes ved den første kæmning. Derved stoppes smitterisikoen og æglægningen med det samme. Derfra gælder det om at checke håret hver 2. eller 3. dag for at sikre, at ingen evt. oversete æg eller nymfer når at blive voksne (et overset æg kan klække og dermed skabe en ny cyklus med nymfer, voksne lus og dermed nye æg). Skulle du finde en voksen lus i håret, må du regne med, at der er lagt nye æg.

Hvis du opdager lus på dine børn, så husk også at tjekke dig selv. Og giv andre i den nære omgangskreds besked, så de får gjort det samme. Endvidere bør du vaske sengetøj og sikre at huer, børster, kamme etc. ikke udgør en gensmitterisiko, dette f.eks. ved at disse lægges i en plasticpose i fryseren i 24 timer. CLINIC® lusekammen kan koges.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark.  
www.unigroup.eu – Service tlf. 70 22 28 18

unigroup



## SE CLINIC® LUSKAM

**Clinic** Luskam tar bort huvudlöss och lusägg utan bruk av kemiska ämnen eller pesticider. Clinic Luskam kan användas vid konstaterad lus-smitta, i förebyggande syfte samt för att leta efter löss och lusägg.

CLINIC® Luskam är rekommenderad av specialister. Kammen tar bort lus och lusägg utan bruk av kemiska ämnen eller pesticider. Tänderna på kammen är framställt av kirurgisk rostfritt stål och den speciella slipningen försäkrar att kammen glider lätt genom håret samtidigt som både huvudlöss och lusägg tas bort. Detta gör CLINIC® Luskam helt unik. Avståndet mellan tänderna är speciellt anpassad för att bekämpa löss, och ståltänderna böjer sig inte när man kammar igennem håret.

### Kontroll:

Det rekommenderas att blöta håret samt sätta in balsam. Detta pacificerar löss och gör kontrollen lättare. Dra kammen genom håret från hårbotten och vidare ut till topparna. Var speciellt noga när man kontrollerar håret bakom öronen och i nacken. Om håret är tovtigt, rekommenderas att man kammar igenom det med en normal hårbörste först. Kontrollera CLINIC® Luskam efter varje gång man drar den genom håret och undersöka om löss och lusägg. Finns där levande löss, skall man kamma håret grundligt.

### Kamning (Konstaterad lussmitta):

Följ ovanstående anvisning. Håret kan eventuellt delas in i sektioner med en hårsnodd eller en klämma. Kamma varje sektion med CLINIC® Luskammen och skölj kammen i vatten eller torka den med papper efter varje dragning. Kontrollera varje sektion efter kamning. Om man skulle hitta lusägg, som sitter fastklitrade i håret så ta bort genast det genom att klippa av detta med en sax eftersom

man då kan säkerställa på att alla ägg är försvunnit. Det är viktigt att kamma igenom håret under optimala förutsättningar dvs. i bra belysning som dagsljus. Det rekommenderas också att lägga en handduk runt axlarna och omkring halsen, när man kammar håret. Vid konstaterad lussmitta är det viktigt att man upprepar kontrollen var 2. och 3. dag i 2 veckor för att säkerställa, att alla löss är försvunnit.

Ytterligare bör man tvätta och byta sängkläder och säkra att mössor, borster, kam, osv. inte ger risk för att bli smittad igen. Det med att man lägger dessa saker i en plastpåse och sätter dom in i frysskåpet i omkring 24 timmar. CLINIC® Luskam kan kokas.

### Förebyggande:

Om man konstaterar lus på barn, så kom ihåg också att kontrollera dig själv. Berätta också till din närmaste krets om lus och få dem att kontrollera det samma.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby.  
www.unigroup.eu – Service tlf. i Sverige: 0201401120

unigroup



**CLINIC®** Täikampa poistaa täit ja saivaret ilman kemiallisia aineita tai pestisidejä. Clinic Täikampaa voidaan käyttää todetun täitartunnan käsittelyyn, täiden ennaltaehkäisyyn sekä täiden ja saivareiden seuloontaan.

CLINIC® Täikampa on asiantuntijoiden suosittelema. Kampa poistaa täit ja saivaret ilman kemiallisia aineita ja pestisidejä. Piikit ovat erityisesti valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja erityinen piikkien hionta takaa, että kampa liukuu hyvin hiusten läpi, samanaikaisesti kun sekä täit että saivaret poistetaan. Se tekee CLINIC® Täikammasta ainutlaatuisen. Piikkienväli on tarkoin määritelty tähtien poistoa silmällä pitäen, eivätkä rautapiikit taivu hiuksia kammattaessa.

#### Seulonta:

On suositeltavaa ennen toimenpidettä, että hiukset kostutetaan ja niihin lisätään balsamia. Tämä lammaannuttaa täit ja helpottaa näin seulontaa. Vie kampa hiusten läpi hiuspohjasta hiustenärkeen. Erityistä tarkkaavaisuutta tulisi noudattaa kun hiuksia korvien takana ja niskassa seulotaan. Jos hiukset ovat takkuiset, on hyvä suorittaa hiukset ensin tavallisella harjalla. Kontrolloi CLINIC® Täikampa täistä ja saivareista jokaisen kammanvedon jälkeen. Jos päässä on eläviä täitä, täytyy hiukset kammata erityisen huolellisesti.

#### Kampaaminen (Todettu täitartunta):

Seuraa ylläolevia ohjeita. Hiukset voidaan mahdollisesti jakaa osa-alueisiin kuminauhalla tai hiussoljen avulla. Kampaa jokainen osa-alue kerrallaan ja huuhtelee kampa vedellä tai pyyhi kampa paperiin joka vedon jälkeen. Tarkista kukin lohko vielä, kun olet saanut sen kammatuksi. Jos löydät hiuksista saivaren kiinnitty-

neenä tiukasti hiukseen, poista se heti leikkaamalla kyseinen hius saksilla, jotta voit olla varma sen poistamisesta. On tärkeää, että kampaaminen suoritetaan hyvässä valaistuksessa mieluiten päivänvalossa. On myös suositeltavaa, että kaulalle ja hartioille asetetaan pyyhe ennen toimenpiteen aloittamista. Todetun täitartunnan yhteydessä suositellaan hiusten seulontaa joka 2. ja 3. päivä kahden viikon ajan, jotta voidaan olla varmoja, että kaikki täit on saatu poistettua.

Lisäksi suositellaan, että kaikki sänkyvaatteet vaihdetaan ja pestään ja huolehditaan siitä että päähineet, harjat, kammat jne eivät joudu uudelleen alltiiksi tartunnalle. Tämä voidaan estää esimerkiksi asettamalla kyseiset tavarat muovipussissa vuorokaudeksi pakastimeen. CLINIC® Täikampa voidaan myös käyttää.

#### Ennaltaehkäisy:

Jos havaitset täitä lapsillasi, muista myös tarkistaa omat hiuksesi. Tee myös lähiympäristösi tietoiseksi tartunnasta ja pyydä heitäkin tarkistamaan hiukset.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark.  
www.unigroup.eu – Palvelupuhelin: 0800114021

unigroup



**CLINIC®** Lusekam fjerner hodelus og luseegg uten bruk av kjemiske stoffer eller pesticider. Clinic Lusekam kan brukes ved påvist lusesmitte, som forebyggende tiltak og for å lete etter lus og luseegg.

CLINIC® Lusekam anbefales av spesialister. Kammen fjerner lus og luseegg uten bruk av kjemiske stoffer eller pesticider. Tennene på kammen er fremstilt av kirurgisk rustfritt stål, og den spesielle slipningen sikrer at kammen glir lett gjennom håret samtidig som den fjerner både hodelus og luseegg. Det er dette som gjør CLINIC® Lusekam helt unik. Avstanden mellom tennene er spesielt tilpasset for å bekjempe lus, og ståltennene bøyer seg ikke når man grer kammen gjennom håret.

#### Kontroll:

Det anbefales å væte håret og sette det inn med balsam. Dette passiverer lusene og gjør kontrollen lettere. Dra kammen gjennom håret fra hodebunnen og videre ut til tuppene. Vær spesielt nøye når du kontrollerer håret bak ørene og i nakken. Hvis håret er flokete, anbefales det at man grer gjennom det med en vanlig hårbørste først. Kontroller CLINIC® Lusekam etter hver gang du har gredd den gjennom håret, og undersøk om det er lus eller luseegg på kammen. Hvis du finner levende lus, skal du gre håret grundig.

#### Kjemming (ved påvist lusesmitte):

Følg anvisningen ovenfor. Håret kan eventuelt deles inn i avsnitt med en hårstrikk eller en klemme. Gre gjennom hvert avsnitt med CLINIC® Lusekam og skyll kammen i vann eller tork av den med et papir etter hver kjemming. Kontroller hvert avsnitt etter kjemming. Hvis du finner luseegg som sitter fastklistret i håret, skal du umiddelbart fjerne det ved å klippe hvert enkelt hårstrå med en saks.

På denne måten kan man sikre at alle egg forsvinner. Det er viktig å gre gjennom håret under optimale forhold, dvs. i godt lys som for eksempel dagslys. Det anbefales også å legge et håndkle rundt halsen og skuldrene mens man grer håret. Ved påvist lusesmitte er det viktig at du gjentar kontrollen annenhver og tredjehver dag i 2 uker for å sikre at alle lus er forsvunnet.

Videre skal du vaske og skifte sengetøy og sikre at luer, børster, kammer osv. ikke blir smittet igjen. Du kan legge disse tingene i en plastpose og fryse dem i fryseskapet i ca. 24 timer. CLINIC® Lusekam kan kokes

#### Forebygging:

Hvis det er påvist lus hos barn, skal du også huske på å kontrollere deg selv. Du skal også fortelle det til din nærmeste omgangskrets og få dem til å gjøre det samme.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Danmark.  
www.unigroup.eu – Servicetelefon i Norge: 800 13 950

unigroup

